

Cera de ortodoncia

Cera de ortodoncia mentolada

La técnica de ortodoncia comporta la utilización de brackets, alambres y otros soportes que pueden llegar a irritar o causar molestias debido al rozamiento con la cara interior de la boca o la lengua.

Aplicando nuestra cera de ortodoncia se crea una fina capa protectora para evitar dicho roce. Su composición blanda y fácil de moldear con los dedos sin romperse, consigue que se adapte y recubra perfectamente el alambre o soporte que cause las molestias.

La cera es resistente a la saliva por tanto no se desmenuzará ni se separará del alambre consiguiendo que la protección sea eficaz y duradera.



Se presenta en cómodas cajitas de plástico de uso individual, que permitirán al paciente disponer de la cera en cualquier lugar, pudiendo guardar la cantidad sobrante.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	UDS. POR EMBALAJE Y TIPO	MARCADO SANITARIO
24654100	CERA ORTODONCIA MENTOLADA CAJA PLASTICO 5 BARRAS CERA REUS	5 BARRAS / 5g	ORTO-30	SI—CE

CERA REUS, S.A.
PLAZA CASTELL, 5
43201 - REUS
SPAIN

Teléfono: 977 341 240
Fax: 977 345 021
WEB: WWW.CERAREUS.COM
Correo: cerareus@cerareus.com

cera
S.A.
REUS